


# Grúas de traslado

Sunlift y Oxford





## Toma de medidas



### SUNLIFT Micro

### SUNLIFT Mini

<b>Peso máximo paciente</b>	130 kg	130 kg
<b>Longitud total máxima (con ruedas hacia fuera)</b>	1.110 mm	1.130 mm
<b>Longitud total mínima (con ruedas hacia dentro)</b>	970 mm	1.065 mm
<b>Anchura máx. con patas cerradas</b>	545 mm	540 mm
<b>Altura total máxima (sin carga) (A)</b>	1.725 mm	1.870 mm
<b>Altura total mínima (sin carga) (B)</b>	1.130 mm	1.280 mm
<b>Altura máxima de la percha (sin carga) (C)</b>	1.483 mm	1.628 mm
<b>Altura mínima de la percha (sin carga)</b>	460 mm	513 mm
<b>Radio de giro con patas abiertas (D)</b>	1.130 mm	1.240 mm
<b>Patas abiertas: (E)</b> Anchura máxima (externa) Anchura máxima (interna)	870 mm 740 mm	940 mm 810 mm
<b>Patas cerradas: (F)</b> Anchura máxima (externa) Anchura máxima (interna)	545 mm 465 mm	540 mm 470 mm
<b>Altura al borde superior de las patas</b>	100 mm	100 mm
<b>Altura mínima libre sobre el suelo</b>	20 mm	20 mm
<b>Ruedas delanteras</b>	75 mm	75 mm
<b>Ruedas traseras</b>	100 mm	100 mm
<b>Peso conjunto mástil, brazo y componentes electrónicos</b>	16,6 kg	17,54 kg
<b>Peso conjunto de la base</b>	13,34 kg	13,6 kg
<b>Peso de las baterías</b>	2,76 kg	2,76 kg